

## Προς Μαιευτήρες Γυναικολόγους

Αγαππτε συνάδελφε,

Με βάση τη διεθνή διαπίστευση της εταιρείας μας από την AABB, για τη σωστή λήψη και ταυτοποίηση των δειγμάτων ομφαλοπλακουντιακού αίματος, του πλακούντα και του ομφαλίου λώρου καθώς και του περιφερικού αίματος που λαμβάνεται από τη μητέρα, παρακαλείστε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

### Ομφαλοπλακουντιακό Αίμα

Οδηγίες σχετικά με τη λήψη και σήμανση του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

#### 1. Συλλογή

Μετά τον τοκετό και την περίδεση του ομφαλίου λώρου συλλέγετε στον ειδικό τριπλό ασκό, που υπάρχει στη συσκευασία συλλογής (κιτ), το αίμα του πλακούντα με παρακέντηση της ομφαλικής φλέβας.

#### 2. Συσκευασία

Κατόπιν κλείνετε τον ασκό με το ειδικό ενσωματωμένο clip προκειμένου να μην υπάρξει διαρροή αίματος.

#### 3. Συνοδευτικό Έντυπο

Συμπληρώστε στο έντυπο «**Στοιχεία Συλλογής & Παραλαβής Δείγματος**» στην περιοχή που αναγράφει “**Υπεύθυνος συμπλήρωσης στοιχείων: Μαιευτήρας**” τα πεδία: *B1. Στοιχεία Τοκετού, B2. Ενδοφλέβια Υγρά, B3. Ιατρικό Ιστορικό Νεογνού, B4. Ιατρικό Ιστορικό Μητέρας (Κατά τον Τοκετό)* και υπογράψτε.

#### 4. Επιπλοκές

Σε περίπτωση επιπλοκών όπου δεν είναι δυνατή η λήψη, παρακαλείσθε να αναφέρετε τους λόγους στα «**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ**», στο πεδίο Ιατρικό Ιστορικό Μητέρας (κατά τον τοκετό).

❗ Εφόσον ο γονέας έχει αποφασίσει να φυλάξει και τα βλαστικά κύτταρα από τον πλακούντα ή και τον ομφάλιο λώρο, ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:

### Πλακούντας & Ομφάλιος Λώρος

Οδηγίες σχετικά με τη λήψη και σήμανση του πλακούντα και του ομφαλίου λώρου

#### 5. Συλλογή & Συσκευασία

Πλακούντας & Ομφάλιος Λώρος

Μετά την αποκόλληση του πλακούντα ολόκληρη η ομφαλοπλακουντιακή μονάδα τοποθετείται στο ειδικό αποστειρωμένο δοχείο που φέρει την επισήμανση «**ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ**». Το δοχείο κλείνεται ερμητικά και αποστέλλεται στη Biohellenika.

#### 6. Συλλογή & Συσκευασία

Ομφάλιος Λώρος

Στην περίπτωση που ζητείται μόνο η λήψη του ομφαλίου λώρου τοποθετείται όλος ο ομφάλιος λώρος στο ειδικό αποστειρωμένο δοχείο που φέρει την ειδική επισήμανση «**ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ**». Το δοχείο κλείνεται ερμητικά και αποστέλλεται στη Biohellenika.

### Προσοχή!

❗ Μετά το τέλος της διαδικασίας επιβάλλετε να συλλέξετε 3ml περιφερικού αίματος από τη μητέρα για τον ιολογικό έλεγχο του δείγματος ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

### Περιφερικό Αίμα

Οδηγίες σχετικά με τη λήψη περιφερικού αίματος από τη μητέρα

#### 7. Συλλογή & Συσκευασία

Μέσα στο κιτ υπάρχει ένα Vacutainer γενικής αίματος, στο οποίο θα προσθέσετε 3ml περιφερικού αίματος της μητέρας.

#### 8. Σήμανση Στοιχείων

Παρακαλείστε στη συνέχεια να συμπληρώσετε τα πεδία της ετικέτας που είναι επικολλημένη πάνω στο Vacutainer τα οποία αφορούν την ημερομηνία και ώρα λήψης του αίματος καθώς και το όνομα του ατόμου που ήταν υπεύθυνο για την αιμοληψία.

### Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε απορία-διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία είμαστε στη διάθεσή σας στα τηλέφωνα:

☎2310 47.42.82 ☎210 770.8882 📠69 4467.7746

Ευχαριστούμε για την συνεργασία

Εκ μέρους της Biohellenika  
**Κ. Κουζή-Κολιάκου**  
Ιατρός, Καθηγήτρια Ιατρικής